



## Chiro Polystyrene

Fiche N° : 226

**Chironome**

Faite : Oui

Conseils d'utilisation En réservoir

Réf. hameçon	Indifférent	Taille	8 à 16
Type d'hameçon	Caddis	Couleur Soie de montage	Olive
Difficulté	3 / 5	Diamètre Soie de montage	8/0

Commentaires : Varier les tailles et couleurs

Poissons : Truites

---

---

Cerclage	Laiton fin
Corps	Dubbing olive
Thorax	Bille polystyrene morceau de bas dubbing roux
Tête	Soie de montage vernie

Remarques Taille bille proportionnelle à la taille hameçon